

Toepassingsblad GLOBIGEN DIA STOP


Globigen Dia Stop is een aanvullend diervoeder voor kalveren, dat de water-enelektrolytenbalans stabiliseert om de fysiologische spijsvertering te ondersteunen. Het bevat functionele ei-immunoglobulinen, evenals elektrolyten en gemakkelijk opneembare koolhydraten. Globigen Dia Stop ondersteunt het kalf bij diarree maar kan ook preventief worden gebruikt. Het verbetert de darmgezondheid en gewichtstoename, vermindert diarree en zorgt voor minder antibioticagebruik.

Toepassingsinstructies



Stap 1

Controleer het voedingsadvies zoals vermeld op het etiket.



Stap 2

Open de verzegelde verzegeling van de emmer.



Stap 3

Neem een volle lepel product - of twee in geval van acute diarree (elke emmer bevat een maatlepel).



Stap 4

Los Globigen Dia Stop op in warme gewone melk, water of kunstmelk (ca. 39°C).



Voedingsaanbeveling

Bij het risico op, tijdens of na spijsverteringsstoornissen (diarree), tweemaal daags 25g Globigen Dia Stop (een volle lepel) oplossen in warme gewone melk, water of kunstmelk (ca. 39°C). Los bij acute diarree tweemaal daags 50g (twee volle lepels) op in 2 liter warm water. Het wordt aanbevolen om voor gebruik of voor verlenging van de gebruiksperiode het advies van een dierenarts in te winnen. Vanwege het hoge gehalte aan additieven in vergelijking met een volledig diervoeder, mag dit aanvullende diervoeder alleen aan de beoogde soort en volgens de voedingsaanbevelingen worden gevoerd.

Aanbevolen toedieningsduur

1 tot 7 dagen

Producteigenschappen

Bulkdichtheid : 0.90 - 0.95g/cm³

pH: 6.0 - 6.5

Het formulier: Poeder

Geur: Specifiek, vanille

Verschijsing: Geel tot bruin *

*er kunnen van batch tot batch kleine kleurvariaties worden waargenomen, zonder invloed op de kwaliteit en werkzaamheid van het product

Houdbaarheid

15 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen onder de aangegeven opslagomstandigheden. Geopende emmers moeten zorgvuldig gesloten en rechtop gehouden worden om lekkage te voorkomen. Bewaar het product altijd in de originele verpakking.

Verpakking

2kg PP emmer (wit) incl. deksel • 7.5kg PP emmer (wit) incl. deksel

Transport en opslag

Koel (5° - 25°C), vorstvrij, droog en niet in licht. Eenmaal geopend, zo snel mogelijk gebruiken.

Registratie & kwaliteitscertificeringen

Het product wordt gedistribueerd in overeenstemming met de regelgeving. De productie van dit product vindt plaats in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten en volgens erkende voederveiligheid / kwaliteitsnormen (FAMI QS, GMP +, FCA of SFSE).

Het product, inclusief alle dragers en toevoegingsmiddelen voor de productie, in de zin van Verordeningen (EG) nr. 1829/2003 en 1830/2003, bestaat niet uit genetisch gemodificeerde organismen (ggo), bevat geen ggo's, wordt niet geproduceerd van GGO's en daarom is het niet geëtiketteerd zoals gedefinieerd in de bovengenoemde voorschriften.